

学割



# エッペンドルフの学割

Eppendorf アカデミックユーザー応援キャンペーン  
 キャンペーン期間：2017年10月2日～12月26日

エッペンドルフがお送りする、日本の研究者応援プロジェクト。

軽量で耐久性の高い人気シリーズのリサーチプラス、  
 オンリーワンのプレミアムピペット リファレンス2、  
 分注作業のスピードアップに有効な連続分注器 Multipette M4、  
 実験台の整頓に便利なピペットスタンドを、  
**アカデミックユーザー限定の30%OFF**で提供します。

この機会にぜひお求めください！



## Eppendorf アカデミックユーザー応援キャンペーン

## 連続分注器 Multipipette M4

30% OFF !



連続分注器Multipipette M4は、1  $\mu\text{L}$ から10 mLまでの連続的な分注をスピーディーに実行でき、作業効率の向上に貢献します。シンプル操作のマニュアルタイプで、初めての方でもすぐに使い始められます。ポジティブディスプレイメント式により、グリセロールやアルコール、PCR mastermix 等の液体を正確に、再現性良く分注できます。さらに、ステップカウンター付きで作業を中断してもミスなく続けられます。

## 簡単操作


チップの容量は自動認識され、ダイヤルで容量設定を行うことができます。右上の数字は分注可能回数またはステップカウンターとなります。



## マイクロピペットと比べた分注精度は？


水溶液の分注でも同程度の精度を出せるだけでなく、粘性・揮発性のある液体、界面活性剤の入った液体であっても正確に分注ができます。

## 90%グリセロールを分注した際の分注量



## 繰り返し作業がどれくらい速くなる？

Multipipetteシリーズがあれば、繰り返しの分注作業を大幅に短縮可能です。マイクロピペットでの作業と比べて1/5以下の時間で作業が完了します。

PCR Mastermix 25  $\mu\text{L}$ を96ウェルプレートに分注した際の時間比較

## ピペットスタンド

30% OFF !



ピペットスタンド6本架  
(リサーチプラス用)



ピペットスタンド6本架  
(Reference2用)

回転式の6本架けのピペットスタンドは、リサーチプラス、リファレンス2を実験台で保管するのに最適です。

アダプターは交換可能で、例えばリサーチプラス用スタンドを購入した後アダプター 1個をリファレンス2用や、Multipipette M4用に交換することも可能です。

リサーチプラス用スタンド (アダプター) はリサーチシリーズ、リファレンスシリーズにも対応しており、お使いの各種ピペットを整頓してご使用いただけます。

## Eppendorf アカデミックユーザー応援キャンペーン

### Combitips advancedとMultipette M4を使用した時の分注容量設定一覧

容量設定ダイヤルのポジション:

0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10
最大分注回数:																			
100	50	33	25	20	16	14	12	11	10	9	8	7	7	6	6	5	5	5	5

### Combitip advanced各サイズの設定容量

0.1 mL	1 µL	2 µL	3 µL	4 µL	5 µL	6 µL	7 µL	8 µL	9 µL	10 µL	11 µL	12 µL	13 µL	14 µL	15 µL	16 µL	17 µL	18 µL	19 µL	20 µL
0.2 mL	2 µL	4 µL	6 µL	8 µL	10 µL	12 µL	14 µL	16 µL	18 µL	20 µL	22 µL	24 µL	26 µL	28 µL	30 µL	32 µL	34 µL	36 µL	38 µL	40 µL
0.5 mL	5 µL	10 µL	15 µL	20 µL	25 µL	30 µL	35 µL	40 µL	45 µL	50 µL	55 µL	60 µL	65 µL	70 µL	75 µL	80 µL	85 µL	90 µL	95 µL	100 µL
1.0 mL	10 µL	20 µL	30 µL	40 µL	50 µL	60 µL	70 µL	80 µL	90 µL	100 µL	110 µL	120 µL	130 µL	140 µL	150 µL	160 µL	170 µL	180 µL	190 µL	200 µL
2.5 mL	25 µL	50 µL	75 µL	100 µL	125 µL	150 µL	175 µL	200 µL	225 µL	250 µL	275 µL	300 µL	325 µL	350 µL	375 µL	400 µL	425 µL	450 µL	475 µL	500 µL
5 mL	50 µL	100 µL	150 µL	200 µL	250 µL	300 µL	350 µL	400 µL	450 µL	500 µL	550 µL	600 µL	650 µL	700 µL	750 µL	800 µL	850 µL	900 µL	950 µL	1.0 mL
10 mL	100 µL	200 µL	300 µL	400 µL	500 µL	600 µL	700 µL	800 µL	900 µL	1.0 mL	1.1 mL	1.2 mL	1.3 mL	1.4 mL	1.5 mL	1.6 mL	1.7 mL	1.8 mL	1.9 mL	2.0 mL
25 mL*	250 µL	500 µL	750 µL	1.0 mL	1.25 mL	1.5 mL	1.75 mL	2.0 mL	2.25 mL	2.5 mL	2.75 mL	3.0 mL	3.25 mL	3.5 mL	3.75 mL	4.0 mL	4.25 mL	4.5 mL	4.75 mL	5.0 mL
50 mL*	500 µL	1.0 mL	1.5 mL	2.0 mL	2.5 mL	3.0 mL	3.5 mL	4.0 mL	4.5 mL	5.0 mL	5.5 mL	6.0 mL	6.5 mL	7.0 mL	7.5 mL	8.0 mL	8.5 mL	9.0 mL	9.5 mL	10 mL

\* Combitips advanced 25 mL 及び 50 mL には専用のアダプターが必要です。

### Combitips advanced 及びアクセサリ (Multipetteシリーズ専用)

Combitips advanced®	Eppendorf Quality	PCR clean <sup>1</sup>	Eppendorf Biopur <sup>®2</sup> (個別包装)
チップ容量	Order no.	希望小売価格	Order no.
0.1 mL □ (100本)	0030 089.405	¥13,600	0030 089.766
0.2 mL ■ (100本)	0030 089.413	¥13,600	0030 089.774
0.5 mL ■ (100本)	0030 089.421	¥13,600	0030 089.782
1.0 mL ■ (100本)	0030 089.430	¥13,600	0030 089.790
2.5 mL ■ (100本)	0030 089.448	¥13,600	0030 089.804
5.0 mL ■ (100本)	0030 089.456	¥13,600	0030 089.812
10 mL ■ (100本)	0030 089.464	¥13,600	0030 089.820
25 mL <sup>3</sup> ■ (100本)	0030 089.472	¥17,800	0030 089.839
50 mL <sup>3</sup> ■ (100本)	0030 089.480	¥17,900	0030 089.847
Combitips Advanced アソートメントパック (各容量1本+25 mL, 50 mL用アダプター各1個)	0030 089.936	¥1,700	
<b>アクセサリ</b>			
25 mL アダプター (1 個)	0030 089.715	¥1,400	
25 mL アダプター (7 個)			0030 089.731
50 mL アダプター (1 個)	0030 089.723	¥1,400	
50 mL アダプター (7 個)			0030 089.740
Combitip Rack (Combitips advanced <sup>®</sup> 8 本用, 0.1 mL-10 mL)	0030 089.758	¥5,900	

<sup>1</sup> PCR clean: ロット毎の成績証明書はwww.eppendorf.com/jpよりダウンロードできます。DNA, DNase, RNase, PCR-Inhibitorフリーを保証しています。

<sup>2</sup> Biopur: ロット毎の成績証明書はwww.eppendorf.com/jpよりダウンロードできます。DNA, DNase, RNase, PCR-Inhibitor, ATP, Pyrogenフリーを保証しています。滅菌済み。

<sup>3</sup> 4箱×25本、1箱につきアダプター1個付き。

製品の仕様、価格、外観等は予告なしに変更することがあります。希望小売価格に消費税は含まれておりません。

## 次世代ピペットキャンペーン同時開催中!

人気の電動ピペットXplorer/Xplorer plusや、電動連続分注器Multipette E3/E3x、新製品ボトルトップディスペンサー バリスペンサー 2など、各種製品を期間限定の特別価格**30%OFF**でご提供中です。

詳しくは右のQRコード、またはエッペンドルフホームページ (www.eppendorf.com/jp) まで。

キャンペーン期間：2017年12月26日まで



## Eppendorf アカデミックユーザー応援キャンペーン

### 注文案内

ご注文の際は、6ページの専用注文用紙をご使用ください。

品名・型式	Order no.	希望小売価格	学割価格	備考
リファレンス 2 /V 0.1-2.5 µL	4920 000.016	¥39,800	¥27,860	
リファレンス 2 /V 0.5-10 µL	4920 000.024	¥39,800	¥27,860	
リファレンス 2 /V 2-20 µL / クリスタル	4920 000.032	¥39,800	¥27,860	
リファレンス 2 /V 2-20 µL / イエロー	4920 000.040	¥39,800	¥27,860	
リファレンス 2 /V 10-100 µL	4920 000.059	¥39,800	¥27,860	
リファレンス 2 /V 20-200 µL	4920 000.067	¥39,800	¥27,860	
リファレンス 2 /V 30-300 µL	4920 000.075	¥39,800	¥27,860	
リファレンス 2 /V 100-1000 µL	4920 000.083	¥39,800	¥27,860	
リファレンス 2 /V 0.25-2.5 mL	4920 000.091	¥39,800	¥27,860	
リファレンス 2 /V 0.5-5 mL	4920 000.105	¥39,800	¥27,860	
リファレンス 2 /V 1-10 mL	4920 000.113	¥39,800	¥27,860	
リファレンス 2 パック1	4920 000.903	¥104,000	¥72,800	0.5-10, 10-100, 100-1000 µL 各1本
リファレンス 2 パック2	4920 000.911	¥104,000	¥72,800	2-20 (y), 20-200, 100-1000 µL 各1本
リファレンス 2 パック3	4920 000.920	¥104,000	¥72,800	100-1000 µL, 0.5-5 mL, 1-10 mL 各1本
リファレンス 2 /M, 8チャンネル 0.5-10 µL	4922 000.013	¥98,000	¥68,600	
リファレンス 2 /M, 8チャンネル 10-100 µL	4922 000.030	¥98,000	¥68,600	
リファレンス 2 /M, 8チャンネル 30-300 µL	4922 000.056	¥98,000	¥68,600	
リファレンス 2 /M, 12チャンネル 0.5-10 µL	4922 000.021	¥109,000	¥76,300	
リファレンス 2 /M, 12チャンネル 10-100 µL	4922 000.048	¥109,000	¥76,300	
リファレンス 2 /M, 12チャンネル 30-300 µL	4922 000.064	¥109,000	¥76,300	
リサーチプラス V 0.1-2.5 µL	3120 000.011	¥37,200	¥26,040	
リサーチプラス V 0.5-10 µL	3120 000.020	¥37,200	¥26,040	
リサーチプラス V 2-20 µL / クリスタル	3120 000.097	¥37,200	¥26,040	
リサーチプラス V 2-20 µL / イエロー	3120 000.038	¥36,000	¥25,200	
リサーチプラス V 10-100 µL	3120 000.046	¥36,000	¥25,200	
リサーチプラス V 20-200 µL	3120 000.054	¥36,000	¥25,200	
リサーチプラス V 30-300 µL	3120 000.100	¥36,000	¥25,200	
リサーチプラス V 100-1000 µL	3120 000.062	¥36,000	¥25,200	
リサーチプラス V 0.5-5 mL	3120 000.070	¥37,200	¥26,040	
リサーチプラス V 1-10 mL	3120 000.089	¥37,200	¥26,040	
リサーチプラス パック 1	3120 000.909	¥95,000	¥66,500	0.5-10, 10-100, 100-1000 µL 各1本
リサーチプラス パック 2	3120 000.917	¥95,000	¥66,500	2-20 (y), 20-200, 100-1000 µL 各1本
リサーチプラス パック 3	3120 000.925	¥95,000	¥66,500	100-1000 µL, 0.5-5 mL, 1-10 mL 各1本
リサーチプラス M, 8チャンネル 0.5-10 µL	3122 000.019	¥92,000	¥64,400	
リサーチプラス M, 8チャンネル 10-100 µL	3122 000.035	¥92,000	¥64,400	
リサーチプラス M, 8チャンネル 30-300 µL	3122 000.051	¥92,000	¥64,400	
リサーチプラス M, 12チャンネル 0.5-10 µL	3122 000.027	¥103,000	¥72,100	
リサーチプラス M, 12チャンネル 10-100 µL	3122 000.043	¥103,000	¥72,100	
リサーチプラス M, 12チャンネル 30-300 µL	3122 000.060	¥103,000	¥72,100	
ピペットスタンド 6本架	3115 000.003	¥18,800	¥13,160	
ピペットスタンド (リファレンス2用) 6本架	4923 000.009	¥18,800	¥13,160	
Multipette M4	4982 000.012	¥48,900	¥34,230	ホルダー付
Multipette M4 Starter Kit	4982 000.314	¥50,700	¥35,490	ホルダー、8本架ラック、チップ各容量1本付

希望小売価格および学割価格に消費税は含まれておりません。製品の仕様、価格、外観等は予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。

## Eppendorf アカデミックユーザー応援キャンペーン

エッペンドルフは最高の正確性と再現性を実現し、軽量かつ堅牢なマイクロピペットのラインアップを揃えています。リファレンス2、リサーチプラスどちらのピペットも、簡単なメンテナンス、高い薬品耐性、4桁の容量表示窓などの特長を備えており、最高のユーザーエクスペリエンスを提供します。

### リファレンス2 V / M

## 30% OFF !

体に負担のない操作性と最高の正確性、再現性を実現するリファレンス2は、エッペンドルフマイクロピペットのプレミアムラインです。

- > エアロゾル生成を低減するとともに体への負担も軽減する、Eppendorf オリジナルのワンボタンのチップイジェクト方式
- > 意図しない変更を防ぐ、容量ロック付き
- > クリーニングのしやすい凹凸の少ない表面でコンタミネーションを防止
- > 先端に搭載されたスプリングが、チップ脱着時の負担を低減し、かつ再現性を向上させます



### リサーチプラス V / M

## 30% OFF !



リサーチプラスは、世界で最も広く使用されているピペットの一つです。人間工学に基づいたフィジオケアコンセプトを具現化した超軽量のマイクロピペットです。

- > 本体およびコントロールボタンは超軽量に作られており、体への負担を小さくしています
- > コントロールボタンとは別にチップイジェクトボタンを装備
- > 先端に搭載されたスプリングが、チップ脱着時の負担を低減し、かつ再現性を向上させます

### リファレンス2 / リサーチプラス 3本パック

## 30% OFF !

リファレンス2、リサーチプラスの人気容量が3本セットになったお得なパックを、さらに**30% OFF**でご提供します。3本パックには、人気のピペット型ボールペン1本も付属します！

**ピペットパック内容：**リファレンス2パック、リサーチプラスパックには各機種の本体3本およびepT.I.P.S. Box（チップ96本、オートクレーパブルボックス1個）またはチップサンプルが含まれます。詳細は以下をご参照ください。

パック 1: マイクロピペット 0.5-10, 10-100, 100-1,000 $\mu$ L 各1本,  
epT.I.P.S. Box 0.1-20, 2-200, 50-1,000 $\mu$ L 各1箱, ボールペン1本

パック 2: マイクロピペット 2-20 $\mu$ , 20-200, 100-1,000 $\mu$ L 各1本, epT.I.P.S. Box 2-200 $\mu$ L x 2箱,  
50-1,000 $\mu$ L x 1箱, ボールペン1本

パック 3: マイクロピペット 100-1,000 $\mu$ L, 0.5-5 mL, 1-10 mL 各1本,  
epT.I.P.S. Box 50-1,000 $\mu$ L 1箱, 5 mL, 10 mLチップサンプル, ボールペン1本





# 専用注文用紙



お客様情報とご購入希望の個数をご記入の上、弊社業務部（03-6657-5046）までFAXをお送りいただくか、ご注文の代理店にお渡しください。

\*本注文用紙のないものは特別価格の対象となりませんので、予めご了承ください。

## お客様情報記入欄（全てご記入が必要です）

お名前	代理店名・ご担当者名
ご勤務先/学校名	ご所属
お電話番号	メールアドレス

\*ご記入いただきましたお客様の個人情報は法令に従い、Eppendorf AGおよびエッペンドルフ株式会社の業務遂行またはサービスのためにのみ利用し管理しています。Eppendorf AGおよびエッペンドルフ株式会社から、製品やサービスに関する新しい情報などをお届けすることがあります。お客様がこうしたお知らせのためのDM、メールリストから外れることを希望される場合、その旨のご連絡をいただければ、リストから削除させていただきます。

## 購入数記入欄

品名・型式	購入数	品名・型式	購入数
リファレンス 2 /V 0.1-2.5 µL		リサーチプラス V 0.1-2.5 µL	
リファレンス 2 /V 0.5-10 µL		リサーチプラス V 0.5-10 µL	
リファレンス 2 /V 2-20 µL / クリスタル		リサーチプラス V 2-20 µL / クリスタル	
リファレンス 2 /V 2-20 µL / イエロー		リサーチプラス V 2-20 µL / イエロー	
リファレンス 2 /V 10-100 µL		リサーチプラス V 10-100 µL	
リファレンス 2 /V 20-200 µL		リサーチプラス V 20-200 µL	
リファレンス 2 /V 30-300 µL		リサーチプラス V 30-300 µL	
リファレンス 2 /V 100-1000 µL		リサーチプラス V 100-1000 µL	
リファレンス 2 /V 0.25-2.5 mL		リサーチプラス V 0.5-5 mL	
リファレンス 2 /V 0.5-5 mL		リサーチプラス V 1-10 mL	
リファレンス 2 /V 1-10 mL		リサーチプラス パック 1	
リファレンス 2 パック1		リサーチプラス パック 2	
リファレンス 2 パック2		リサーチプラス パック 3	
リファレンス 2 パック3		リサーチプラス M, 8チャンネル 0.5-10 µL	
リファレンス 2 /M, 8チャンネル 0.5-10 µL		リサーチプラス M, 8チャンネル 10-100 µL	
リファレンス 2 /M, 8チャンネル 10-100 µL		リサーチプラス M, 8チャンネル 30-300 µL	
リファレンス 2 /M, 8チャンネル 30-300 µL		リサーチプラス M, 12チャンネル 0.5-10 µL	
リファレンス 2 /M, 12チャンネル 0.5-10 µL		リサーチプラス M, 12チャンネル 10-100 µL	
リファレンス 2 /M, 12チャンネル 10-100 µL		リサーチプラス M, 12チャンネル 30-300 µL	
リファレンス 2 /M, 12チャンネル 30-300 µL		ピペットスタンド 6本架	
ピペットスタンド (リファレンス2用) 6本架		Multipette M4	
		Multipette M4 Starter kit	

www.eppendorf.com

エッペンドルフ株式会社 101-0031 東京都千代田区東神田2-4-5 Tel: 03-5825-2361 Fax: 03-5825-2365 Email: info@eppendorf.jp

Eppendorf®, the Eppendorf Brand Design, Eppendorf Reference®, Eppendorf Research® plus, Multipette® M4, Combitips advanced® and Biopur® are registered trademarks of Eppendorf AG. Eppendorf Quality™ is a trademark of Eppendorf AG. All rights reserved, including graphics and images. Copyright © 2017 by Eppendorf AG. 5D0917P Printed in Japan.